



Laboratoire départemental

60 AV. Marcel UNAL - 82 000 MONTAUBAN
05 63 66 71 71

ELEVEUR		VETERINAIRE	
N° cheptel EDE :		Vétérinaire sanitaire :	
Atelier : ☐ Laitier ☐ Allaitant			
Nom, prénom ou raison sociale, adresse :		N° ordre vétérinaire à mandater :	
		Nombre de kms parcourus A/R : km	
Destinataire des résultats : ☐ Oui ☐ Non		Date de prélèvement :	
PRESCRIPTEUR		Destinataire des résultats : ☐ Oui ☐ Non	
Reconnais avoir pris connaissance des tarifs, des méthodes, des délais, des conditions générales de vente et autorise le laboratoire à sous-traiter les prestations qu'il ne peut réaliser et à choisir la méthode d'analyse la plus appropriée.		Signature :	

DIAGNOSTIC AVORTEMENT N°1	Numéro à 11 chiffres		Stade	☐ 1er tiers	Délai entre	☐ < 7j	Date avortement
	Marquage		de	☐ 2ème tiers	avortement	☐ 7 à 15j	
	Numéro d'ordre		gestation	☐ 3ème tiers	et visite	☐ > 15j	
						☐ inconnu	
KIT ANALYSES Matrices nécessaires : <u>sang de la mère</u> : tube sec + tube EDTA & <u>matrices fœtales</u> : rate + cerveau + liquide stomacal de l'avorton ☒ BRUCELLOSE (Obligatoire) ☐ KIT 1 : Toxoplasmose sérologie + Fièvre Q-pcr + Chlamydiae-pcr ☐ KIT 2 : BD sérologie + Listeria Salmonelles Campylobacter en culture → Si les recherches du kit choisi sont négatives, l'autre kit est réalisé sans accord du client/vétérinaire : ☐ Oui ☐ Non							
ANALYSES INDIVIDUELLES Matrices nécessaires HORS KIT → cf. verso PCR : ☐ Fièvre Q ☐ Chlamydiae ☐ FCO ☐ Schmallenberg ☐ BD ☐ Leptospirose ☐ Toxoplasmose Séro. : ☐ Fièvre Q ☐ Chlamydiae ☐ FCO ☐ Schmallenberg ☐ Autre : Bactério. : ☐ Bacterio (aérobie) sur milieux usuels ☐ Stamp ☐ Salmonella ☐ Listeria mono. ☐ Campylobacter ☐ Moisissures							
Laboratoire Matrices reçues : ☐ Tube sec ☐ Tube EDTA ☐ Rate ☐ Cerveau ☐ Liquide stomacal ☐ Ecouvillon endocervical ☐ Placenta							

DIAGNOSTIC AVORTEMENT N°2	Numéro à 11 chiffres		Stade	☐ 1er tiers	Délai entre	☐ < 7j	Date avortement
	Marquage		de	☐ 2ème tiers	avortement	☐ 7 à 15j	
	Numéro d'ordre		gestation	☐ 3ème tiers	et visite	☐ > 15j	
						☐ inconnu	
KIT ANALYSES Matrices nécessaires : <u>sang de la mère</u> : tube sec + tube EDTA & <u>matrices fœtales</u> : rate + cerveau + liquide stomacal de l'avorton ☒ BRUCELLOSE (Obligatoire) ☐ KIT 1 : Toxoplasmose sérologie + Fièvre Q-pcr + Chlamydiae-pcr ☐ KIT 2 : BD sérologie + Listeria Salmonelles Campylobacter en culture → Si les recherches du kit choisi sont négatives, l'autre kit est réalisé sans accord du client/vétérinaire : ☐ Oui ☐ Non							
ANALYSES INDIVIDUELLES Matrices nécessaires HORS KIT → cf. verso PCR : ☐ Fièvre Q ☐ Chlamydiae ☐ FCO ☐ Schmallenberg ☐ BD ☐ Leptospirose ☐ Toxoplasmose Séro. : ☐ Fièvre Q ☐ Chlamydiae ☐ FCO ☐ Schmallenberg ☐ Autre : Bactério. : ☐ Bacterio (aérobie) sur milieux usuels ☐ Stamp ☐ Salmonella ☐ Listeria mono. ☐ Campylobacter ☐ Moisissures							
Laboratoire Matrices reçues : ☐ Tube sec ☐ Tube EDTA ☐ Rate ☐ Cerveau ☐ Liquide stomacal ☐ Ecouvillon endocervical ☐ Placenta							

DIAGNOSTIC AVORTEMENT N°3	Numéro à 11 chiffres		Stade	☐ 1er tiers	Délai entre	☐ < 7j	Date avortement
	Marquage		de	☐ 2ème tiers	avortement	☐ 7 à 15j	
	Numéro d'ordre		gestation	☐ 3ème tiers	et visite	☐ > 15j	
						☐ inconnu	
KIT ANALYSES Matrices nécessaires : <u>sang de la mère</u> : tube sec + tube EDTA & <u>matrices fœtales</u> : rate + cerveau + liquide stomacal de l'avorton ☒ BRUCELLOSE (Obligatoire) ☐ KIT 1 : Toxoplasmose sérologie + Fièvre Q-pcr + Chlamydiae-pcr ☐ KIT 2 : BD sérologie + Listeria Salmonelles Campylobacter en culture → Si les recherches du kit choisi sont négatives, l'autre kit est réalisé sans accord du client/vétérinaire : ☐ Oui ☐ Non							
ANALYSES INDIVIDUELLES Matrices nécessaires HORS KIT → cf. verso PCR : ☐ Fièvre Q ☐ Chlamydiae ☐ FCO ☐ Schmallenberg ☐ BD ☐ Leptospirose ☐ Toxoplasmose Séro. : ☐ Fièvre Q ☐ Chlamydiae ☐ FCO ☐ Schmallenberg ☐ Autre : Bactério. : ☐ Bacterio (aérobie) sur milieux usuels ☐ Stamp ☐ Salmonella ☐ Listeria mono. ☐ Campylobacter ☐ Moisissures							
Laboratoire Matrices reçues : ☐ Tube sec ☐ Tube EDTA ☐ Rate ☐ Cerveau ☐ Liquide stomacal ☐ Ecouvillon endocervical ☐ Placenta							

Labo	Acheminement des échantillons par :		N° dossier : D
	Date et heure de réception :		
	Etat des échantillons à la réception : ☐ réfrigérés ☐ Congelés ☐ T°C ambiante		



Laboratoire départemental

60 AV. Marcel UNAL - 82 000 MONTAUBAN
05 63 66 71 71

LEPTO	Séro aggl lyse (+ j 21)																	PCR
BACTERIO GENERALE																		
CAMPYLO BACTERIO				+	+													
LISTERIA BACTERIO				+	+								+					
SALM BACTERIO				+	+													
SBT	Séro ELISA												PCR					
FCO	Séro ELISA	PCR										PCR						
CHLAM	Séro ELISA			PCR ± stamp	PCR							PCR						
FQ	Séro ELISA			PCR ± stamp	PCR	PCR						PCR						
TOXO	Séro ELISA												PCR					
BD	Séro ELISA PCR											PCR						
BRU	Séro EAT			Bactério si séro +														
MERE	Tube sec 8j 2-8°C après coagulation	Tube EDTA 4j 2-8°C	Ecouvillon endocervical <8j après avortement 2-8°C	Liquide stomacal (i)	Foie (4-5 cm)	Rate (4-5 cm)	Cerveau (i)	Rein										
AVORTON																		

Avorton entier si possible sinon prélever les organes cibles sous 48h, et les conserver entre 2 et 8°C
(i) Pour le cerveau ou le liquide stomacal, prélever 5ml à la seringue dans un vacutainer